

Dépistage des drogues dans les urines

1. Cinétique :

Attention : les urines doivent être transmises au laboratoire en moins de 2h après émission.

Les drogues sont détectables dans les urines pendant des durées différentes en fonction de la molécule et de la fréquence de prise, voici un tableau récapitulatif :

Produit	Durée de détection dans les urines	Durée de détection dans le sang
Cannabis	Fumeur occasionnel : 3 à 5 jours Fumeur régulier : 15 à 30 jours	Fumeur occasionnel : 8 h Fumeur régulier : 24h
Opiacé	2 jours	
Cocaïne	2 à 4 jours	< 24h
Amphétamine	1 à 4 jours	1 à 4 jours
Antidépresseur tricyclique	5 jours	
Benzodiazépine	Plusieurs jours, variable selon les molécules	10 heures à 1 jour (ou plus en fonction des molécules).

2. Limite de détection des tests au laboratoire en fonction des molécules :

De nombreuses molécules peuvent être détecté par nos tests de dépistages au laboratoire, cependant le seuil de détection va varier en fonction des molécules. Les molécules susceptibles d'être détectées et leur seuil de détection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Dépistage des benzodiazépines :

Composé	Concentration (ng/ml)
Alprazolam	65
Bromazépam	630
Clobazam	260
Clonazépam	210
Cotiazépam	380
Diazépam	70
Estazolam	90
Flunitrazépam	140
Flurazépam	190
Kétazolam	100
Lorazépam	600
Midazolam	130
Nitrazépam	78
Oxazépam	250
Tétrazépam	70
Triazolam	130
Prazépam	90
Témazépam	140

Dépistage THC :

Composé	Concentration (ng/ml)
11 nor delta9 THC9 COOH	50
Cannabinol	20000
Delta 8 / 9 THC	15000

Dépistage cocaïne :

Composé	Concentration (ng/ml)
Benzoylecgonine	300
Cocaïne	780
Cocaéthylène	12500
Ecgonine	32000

Dépistage Morphine :

Composé	Concentration (ng/ml)
Morphine	300
Codéine	300
Ethylmorphine	6250
Hydrocodone	50000
Hydromorphocodone	3125
Lévorphanol	1500
6 MAM	400
Morphine 3 bêta glucuronide	1000
Norcodéine	6250
Normorphine	100000
Oxycodone	30000
Oxymorphone	100000
Procaïne	150000
Thébaïne	6250

Dépistage Amphétamine :

Composé	Concentration (ng/ml)
D amphétamine	1000
D,I amphétamine	3000
I amphétamine	50 000
MDA	2000
Phentermine	3000

Version précédente		Rédacteur / Vérificateur	Approbateur
	du	Fonction, date et visa : AZOURY V, biologiste, 25/01/2024	Fonction, date et visa : LAROCHE L, Biologiste, 25/01/2024
Approuvée par			
Objet de la modification :			