

# EXAMEN CYTO-BACTÉRIOLOGIQUE DES URINES : ECBU

Votre médecin vous a prescrit une analyse d'urines, veuillez respecter les consignes de prélèvement pour des résultats fiables.

Le kit de prélèvement qui vous a été remis comporte : 1 pot à bouchon bleu, 1 tube à bouchon vert et une lingette désinfectante.

Réaliser le prélèvement avant toute prise d'antibiotique, sauf avis contraire de votre médecin.

Recueillir les urines du matin au lever ou, à défaut, 4 heures après la dernière émission, si possible.

## MODALITÉS DE RECUEIL DES URINES POUR PRÉLÈVEMENT URINAIRE



1. Se laver les mains avec soins, puis effectuer une toilette intime avec la lingette désinfectante.



2. Dévisser le couvercle et le poser sur la surface plane.



3. Rejeter le 1<sup>er</sup> jet d'urine dans les toilettes et ensuite remplir le flacon



4. Bien revisser le couvercle.  
**Si le volume est inférieur à 20 ml, ne pas utiliser le tube et ramener directement le flacon au laboratoire, conserver au frais maximum 12 heures.**

## MODALITÉS DE REMPLISSAGE DU TUBE POUR L'EXAMEN URINAIRE



5. Soulever l'étiquette de protection située sur le dessus du couvercle.



6. Enfoncer le tube à bouchon vert et **appuyer fermement** pour le transpercer. Maintenir le tube **jusqu'à remplissage complet.**



7. Retourner le tube **8 à 10 fois** pour l'homogénéiser.



8. Identifier le flacon, le tube, indiquer la date et heure du recueil sur le flacon et la fiche de transmission.

Placer le pot ET le tube dans le sachet de transport et joindre l'ordonnance et la fiche de transmission.

**Si vous n'avez pas réussi à remplir le tube**, amener rapidement le pot au laboratoire : délai recommandé de **2h à température ambiante**, ou conserver impérativement au **réfrigérateur pendant 12h maximum.**

Si le **tube a été correctement rempli**, amener le tube ET le pot dans les **24H** au laboratoire.